

شرایط لازم نصب و راه اندازی دستگاه	نام دستگاه
<ul style="list-style-type: none"> ⦿ اتصال برق تک فاز مجهز به ارت(دستگاه مجهز به فیوز ۱۰ آمپر است) ⦿ میز مناسب جهت قرار گیری دستگاه به همراه کامپیوتر مربوط: ابعاد:(H*W*L)۴۰*۳۰*۵۰(سانتی متر) وزن:۲۵ کیلوگرم ⦿ کیسول گاز نیتروژن با خلوص پیشنهادی استاندارد روش آزمون به همراه رگلاتور ⦿ قرار دادن دستگاه داخل محفظه مجهز به هود 	کوره تیوبی