

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه Surface DBD HPG مدل SDBD100

۱. به دلیل مسائل ایمنی بهتر است از این دستگاه فقط در محیط آزمایشگاهی استفاده شود
۲. به دلیل ولتاژ بالای سیستم تا حد ممکن برای افزایش طول عمر آن باید محیط کاری رطوبت بسیار پایینی داشته باشد
۳. همواری و تقارن فاصله الکترودها به شدت نسبت به ضربه حساس می باشد
۴. به هیچ وجه از عایقی به غیر از قطعاتی که از شرکت تحویل گرفته اید بین الکترودها قرار ندهید
۵. تا حد ممکن از نزدیک کردن آهن ربای قوی یا دستگاه ولتاژ بالا یا فرکانس بالای دیگر به منبع تغذیه خودداری شود
۶. در صورت مشاهده هر گونه مشکل در منبع تغذیه و یا نمایشگرها به هیچ عنوان اقدام به حل مشکل ننموده و فقط با کارشناسان شرکت HPG تماس بگیرید