

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- 1- از میز یا سکوی مطابق با اندازه دستگاه با پایه های محکم و بدون لغزش و حرکت جهت قرار دادن دستگاه روی آن.
- 2- استفاده از ظروف دربدار روی هد دستگاه
- 3- بستن دقیق ظروف و محکم کردن آنها با رولرهای پیش بینی شده .
- 4- در حین کار از برخورد دست یا هر شیئی با هد متحرک پرهیز کنید
- 5- استفاده از یک فیوز سه آمپر در محل تعبیه شده پشت دستگاه
- 6- استفاده از برق 220-240 ولت 50 هرتز
- 7- خودداری از ریختن هر گونه ماده شیمیایی یا اسیدی روی رنگ و بدنه دستگاه.
- 8- استفاده از سیم زمین تعبیه شده در دستگاه
- 9- استفاده دستگاه دور از کابل های فشار قوی و سیم ها