

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه دیگ مارست نوید

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه دیگ مارست به شرح ذیل است:

1. فضای آزمایشگاهی ابعاد  $1.5 * 1.5$  مترمربع

2. کنتور برق تک فاز 16 آمپر

3. کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی دستگاه

4. ارت

5. استابلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)

6. دمای محیطی بین 10- تا 50 درجه سانتی گراد

7. سیستم تخلیه و تعویض هوا آزمایشگاه