



Taligene Pars

TALIGEL DOCUMENTATION SYSTEM MODEL TGP1000

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه تالی ژل داک

- (۱) دستگاه در محیط آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی و علوم زیستی مستقر در دانشگاه ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی بیمارستان ها و سایر مراکز تشخیصی نصب می شود.
- (۲) میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۱ متر و عرض ۱ متر با قابلیت تحمل ۴۰ کیلوگرم وزن
- (۳) برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاه های الکترونیکی ۵۰۰ وات
- (۴) گریس کاری چرخ دنده ها و موتور درب اتوماتیک
- (۵) عدم فشار، تکان های مکانیکی و ضربه به دستگاه در محل استقرار

شرایط کالیبراسیون دستگاه تالی ژل داک

- (۱) دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی

- (۱) دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد تحویل می گردد.
- (۲) این محصول نیاز به نصب، راه اندازی و آموزش پس از تحویل ندارد و آزمون تحویل دهی خاصی نیز مورد نیاز نیست. با این وجود در صورت نیاز مشتری به راه اندازی و تست دستگاه، این امر در محل شرکت قابل انجام است.



Isfahan Science and Technology
Town

Taligene Pars Co.
No. 16, 14th Street
Technology
Commercialization
Complex, Isfahan Science
and Technology Town
Isfahan 84156-31111 Iran
Tel: +98(31)33932373
Fax: +98(31)33932374
www.taligene.com
Email: taligene@yahoo.com