

دستگاه سیرکولاتور Rafea C831 جهت نصب و راه اندازی به :

- ۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حداکثر ۴۰٪.**
- ۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب رآکتور ۳ متر مربع می باشد.**
- ۳- برق تک فاز ۱۵ آمپر جهت راه اندازی کلیه تجهیزات سیرکولاتور مورد نیاز می باشد.**
- ۴- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.**
- ۵- فاصله طولی سیرکولاتور تا محل استفاده روغن انتقال حرارت و مایع مبرد بیشتر از ۲ متر نباشد.**
- ۶- در محل نصب قابلیت دسترسی به پشت دستگاه وجود داشته باشد.**