

Plugging Machine (CPM-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه نمونه‌گیری مغزه

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می‌شود
- برق شهری با ولتاژ ۳۸۰ مستقیم و سه فاز و ۶۰/۵۰ هرتز
- گریسکاری منظم و سالانه بلبرینگ‌ها و چرخ‌دنده‌ها

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

آزمون‌های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون‌های استاندارد مغزه‌گیری تست شده و تحویل می‌گردد.