

## Rolling Ball Viscometer (RBV-PR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری ویسکوزیته به روش گوی غلتان

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می‌شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰,۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد تعیین ویسکوزیته سیالات تست شده و تحویل می‌گردد.