

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

چون این دستگاه در محیط کلین استفاده میشود معمولا شرایط اتاق کلین برای دستگاه کافی می باشد

- دمای محیط آزمایشگاه و رطوبت زیر 80 درصد

- میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور

- نزدیکی به پریز برق ارت دار

- محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه برای استفاده بهتر اپراتور

- مشخصات الکتریکی جهت مدل های مختلف در جدول ذیل ارائه میگردد:

مدل/مشخصات	MFT-ASP-01	MFT-ASP-02
توان مصرفی	170 وات	320 وات
مشخصات الکتریکی V/HZ	220/50	220/50