

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

چون این دستگاه در محیط کلین استفاده میشود معمولا شرایط اتاق کلین برای دستگاه کافی می باشد

- دمای محیط آزمایشگاه و رطوبت زیر 80 درصد

- میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور

- نزدیکی به پریز برق ارت دار

- محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه برای استفاده بهتر اپراتور

- مشخصات الکتریکی جهت مدل های مختلف در جدول ذیل ارائه میگردد:

مدل/مشخصات	MFT-ASP-01	MFT-ASP-02
میزان و کیوم	12 کیلو پاسکال	25 کیلو پاسکال
کنترل	دستی	اتوماتیک
فلومتر	ندارد	دارد
توان مصرفی	170 وات	320 وات
ابعاد	280x250x150	395x290x145
وزن	5.5	8.5
مشخصات الکتریکی	220/50	220/50