



شرکت مهندسی صنعت سرام

مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

کوره الکتریکی پخت سرامیک، چینی و سفال

FRE120



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به حجم و وزن دستگاه، جابجایی آن در پله ها کمی با سختی انجام می گیرد بنابراین بهتر است کارگاه در نظر گرفته شده برای کوره فوق در محل مناسب قرار داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فرآیندهای پخت انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می کنند، محل فرارگیری کوره باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com