

مدل دستگاه : AB250CR

حمام کالبراسیون آزمایشگاهی

۱ - دمای اتاق آزمایشگاه بین $+18$ تا $+28$ °C درجه سلسیوس ($+18$ to $+28$ °C)۲ - رطوبت بین 30 تا 80 درصد رطوبت نسبی (30 to 80 %RH)۳ - تغذیه برق: 220 ± 10 Volt و 50 Hz

۴ - دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش