

بسمه تعالی

## بلوکهای آلومینیومی

کاربرد: جهت نگهداری نمونه های آزمایشگاهی و شیمیایی  
قیمت فروش:

قیمت فروش	ریال	MFT-BL-02	MFT-BL-03	MFT-BL-04	MFT-BL-05	MFT-BL-06
		1/600/000	1/600/000	1/600/000	1/600/000	1/600/000

قیمت فروش	ریال	MFT-BL-07	MFT-BL-08	MFT-BL-09	MFT-BL-10	MFT-BL-11	MFT-BL-12
		1/600/000	2/200/000	1/600/000	1/600/000	1/600/000	850/000

## مشخصات فنی: Aluminum Blocks -

	واحد	MFT-BL-01	MFT-BL-02	MFT-BL-03	MFT-BL-04	MFT-BL-05	MFT-BL-06
ابعاد بلوک	mm	115x50x50	75x75	75x75	75x75	135x50x50	135x50x51
شکل بلوک		مکعب	استوانه	استوانه	استوانه	مکعب مستطیل	مکعب مستطیل
جنس بدنه		آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم
سوراخ لوله	تعداد	10	7	9	12	10	10
اندازه سوراخ	میلی متر	17	17	12	12	17	12

	واحد	MFT-BL-07	MFT-BL-08	MFT-BL-09	MFT-BL-10	MFT-BL-11	MFT-BL-12
ابعاد بلوک	mm	135x50x51	170x50x51	130x40x55	140x60x70	140x60x71	45x45x45
شکل بلوک		مکعب مستطیل	مکعب مستطیل	مکعب مستطیل	مکعب مستطیل	مکعب مستطیل	مکعب مستطیل
جنس بدنه		آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم
سوراخ لوله	تعداد	12	20	5	10	10	2
اندازه سوراخ	میلی متر	12	12	17	17	12	17

### مشخصات فیزیکی

طبق جدول

### مشخصات الکتریکی:

ندارد

مراحل راه اندازی :

ندارد

کالیبراسیون: ندارد

ندارد

(راهنمای کاربری):

بلوک مربوطه بسته به روش استفاده در حمام خشک یا روی صفحه گرم قرار داده شده و لوله های مربوطه با اندازه مناسب داخل آن قرار میگیرد

عیب یابی : ندارد

شرایط گارانتی :

ضمانت ( گارانتی ) شامل تعویض ق دستگاہ بدون قید و شرط به مدت دو سال می باشد

خدمات وارانتهی (خدمات پس از فروش ) تا ۱۰ سال بعد از تحویل دستگاہ در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

- ۱) صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل ، ضربه، سقوط ، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، و حوادث طبیعی، استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- ۲) دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
- ۳) هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
- ۴) هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
- ۵) مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
- ۶) خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.
- ۷) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- ۸) صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها ، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
- ۹) صدمات ناشی از نصب یا به روز رسانی Firmware توسط افراد غیر مجاز هر نوع فایل ، نرم افزار برنامه یا

### آزمون های تحویل دهی :

سایز لوله های مورد استفاده را با بلوک چک نمایید

### نحوه ساخت اجزای محصول :

پس از تهیه مواد اولیه و تایید نقشه به واحد تراشکاری ارسال می شود.

تا بر اساس نقشه ارسال تولید انجام شود.

و سپس برای آبکاری قطعه به واحد آبکاری ارسال خواهد شد.

کنترل کیفیت بلوک و آبکاری آخرین مرحله می باشد.

مراجع فروش:

پارسیان - ابن سینا - بیمارستان بهمن

