

از بن‌ماری‌ها به منظور گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها و همچنین انجام تست‌های سروئوزیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی و حتی به منظور انجام مراحل انکوباسیون صنعتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان یک قاعده کلی در بن‌ماری‌ها از آب استفاده می‌شود.

## مشخصات اصلی

- پانل کنترل بن‌ماری‌ها دارای اجزای زیر است:
  - کلید کنترل روشن/خاموش
  - چراغ نشان دهنده وضعیت روشن/خاموش بودن دستگاه
  - یک دکمه به منظور انتخاب پارامترهایی از قبیل دمای مورد نظر، دمای هشدار و انتخاب واحد دما (درجه سانتیگراد).
  - چراغ‌هایی (۲ عدد) به منظور نشان دادن واحد دما (درجه سانتیگراد)
  - دو دکمه به منظور تنظیم پارامترهای مورد نظر
  - صفحه نمایشگر



Water Bath