

ملزومات نصب و راه اندازی دستگاه

۱- میز کار به طول 1.7 m، عرض 0.7 m و ارتفاع 90cm

۲- پریز برق دارای اتصال به زمین 1Ω و سه ورودی برای برق دستگاه

۳- تهیه سیلندر گازهای مختلف که به عنوان گاز هدف مورد استفاده می باشد به همراه رگلاتورهای مربوط به آن ها

توجه: خروجی رگلاتور ها حتما باید به صورت 1/8" O.D باشد، بنابراین اتصالات لازم را برای این منظور تهیه نمایید.

۴- لوله استیل 1/8" (به اندازه کافی) برای اتصال سیلندرها به دستگاه

۵- داشتن ونت برای تخلیه گازهای خروجی از دستگاه