

شرکت نانوآزمایشگاهی

شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه های الکترونیسی

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه الکترونیسی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مکان نصب دستگاه معین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود.
- ۲- اتصال به برق شهری
- ۳- دور از حالات شیمیایی و مواد آتش زانصب گردد.
- ۴- چاه ارت مناسب.
- ۵- بهتر است اتاق قرار گیری در دمای محیط یا خنک تر باشد.
- ۶- در صورت امکان سطح قرار گیری دستگاه کاملاً افقی باشد.
- ۷- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.
- ۸- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

تذکر: دستگاه های الکترونیسی شرکت نانوآزمایشگاهی بصورت پکیج آمده تحویل داده می شود و کاربر تنها کافیست دستگاه را به برق شهری وصل نماید تا روشن و آماده به کار شود. کاربر می تواند توسط سی دی آموزشی کار با دستگاه را یاد بگیرد زیرا نرم افزار های دستگاه با کاربری بسیار ساده طراحی شده اند و در صورت لزوم می توانند آموزش حضوری توسط کارشناس شرکت ببینند.

دفتر فروش: تهران، بلوار کشاورز - نبش خیابان کمال الدین بهزاد - طبقه ۲۰۶ واحد ۷۰۶ تلفن: ۰۹۳۹۱۷۵۴۸۱۶ - ۰۸۹۸۲۶۵۰