

شرکت ابزار مبتکران شریف

AMS



دستگاه ترالی آلومینیوم

AMS – trolley003

مشتری گرامی ، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به شرکت ابزار مبتکران شریف امیدواریم این دستگاه مورد قبول شما واقع شود.

مقدمه :

دستگاه فوق دارای مزایای زیر می باشد:

۱. این تراسی یک سازه فلزی سبک میباشد که اجزای آن با جوش آرگون متصل گردیده است.
۲. رنگ رویه دستگاه الکترواستاتیک می باشد که در برابر هرگونه شوینده مقاوم میباشد.
۳. دستگاه فوق بدلیل داشتن چرخ های مخصوص (چرخ های چدنی پلای اورتان) به راحتی قابل حمل می باشد.

لطفا قبل از کار با دستگاه تمام دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه نمایید:

۱. در صورت بروز هرگونه مشکلی در دستگاه از آن استفاده نکرده و برای تعمیر یا بازرسی دستگاه به مرکز خدمات پس از فروش دستگاه (جناب آقای مهندس کاوه) تماس حاصل فرمایید و در صورت تشخیص ایشان دستگاه بسته بندی شده و به شرکت عودت داده شود تا ظرف مدت زمان یک هفته کاری (از زمان تحویل دستگاه توسط شرکت) تعمیرات انجام شده و به پایگاه عودت داده شود. (هزینه جا به جایی دستگاه به عهده پایگاه می باشد) هرگز سعی نکنید خودتان اجزاء دستگاه را باز کنید.

۲. پس از استفاده از دستگاه آن را با محلول ضد عفونی تمیز نمایید.

۳. در صورت آلوده شدن دستگاه ،ابتدا آن را با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی کننده آزمایشگاه (مانند: دکونکس) تمیز نمایید.

۴. کنترل هم تراز بودن سطح زمین که دستگاه بر روی آن قرار دارد.

اطلاعات فنی :

- دما : دمای آزمایشگاه (20°C تا 25°C)
- رطوبت : استاندارد رطوبت محیط آزمایشگاهی % ۵۰
- جنس : قوطی های ۵ * ۵ از جنس آلومینیوم
- نحوه اتصال : جوش آرگون
- جنس چرخ ها : چدن با روکش پلی اورتان

اجزای دستگاه :

- ۱- بدنه دستگاه
- ۲- چرخ دستگاه



نکات قابل توجه :

نکته ۱ : این ترالی از جنس آلومینیوم با روکش رنگ الکترواستاتیک می باشد که در صورت تمیز کردن با مواد ضد عفونی خورده نمی شود و مواد و ترکیبات عفونی به راحتی از روی آن تمیز می گردند.

نکته ۲ : میز فوق دارای ۴ عدد چرخ چدنی پلی اورتان می باشد که میز را بصورت کاملا تراز حمل می کند و در مکان مورد نظر که دمای مناسب در آنجا باشد (دمای ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتیگراد) قرار می دهد .

نکته ۵ : دستگاہ فوق دارای چرخ می باشد و این قابلیت را دارد که در هر مکان دلخواه از آزمایشگاه قرار داده شود و به راحتی قابل حمل می باشد.

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاہ :

جهت تمیز کردن، ابتدا مقداری دکونکس یا هر ماده ضد عفونی که در دسترس است را بر روی یک گاز اسپری کرده و بر روی دستگاہ می کشیم.

توجه 1: از اسپری کردن ماده ضد عفونی به صورت مستقیم بر روی دستگاه خودداری نمایید.

توجه 2: از شستن یا ریختن آب بر روی دستگاه خودداری نمایید.

توجه 3: حتماً به صورت روزانه دستگاه را با مواد ضد عفونی (مانند: دکونکس) تمیز نمایید.

توجه 4: در صورت آلوده شدن دستگاه، ابتدا آن را با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی کننده آزمایشگاه (مانند: دکونکس) تمیز نمایید.

➤ ایمیل :

ams.abzarmobtakeran@yahoo.com

➤ موبایل:

۰۹۱۷۳۰۶۹۳۴۰ (جناب آقای مهندس مهدی کاوه)

۰۹۱۷۳۰۰۱۶۵۱ (سرکار خانم مهندس زهرا گلشن)

➤ تلفکس شرکت :

07136232775