

شرایط محیطی و لوازم مورد نیاز برای نصب دستگاه IMS

- ۱- فضای مناسب روی میز یا سکوی آزمایشگاه به اندازه 50×90 سانتیمتر
- ۲- فضای مناسب برای استقرار کامپیوتر
- ۳- فضا جهت استقرار کپسول گاز روی زمین
- ۴- برق ۲۲۰ ولت تک فاز ارت دار
- ۵- هوای محیط تمیز، بدون گرد و غبار و مواد شیمیایی بو دار (در شهرهای با رطوبت بالا، اتاق مجوز به کولر گازی باشد)
- ۶- رطوبت نسبی زیر ۲۰٪
- ۷- دما ۰-۵۰ درجه سانتیگراد
- ۸- کپسول هوای فشرده آزمایشگاهی یا گاز ازت
- ۹- کامپیوتر