

• شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه بن ماری تحقیقاتی

- دستگاه فوق در آزمایشگاه مورد استفاده می باشد و روی میز نصب می شود .
- دمای استاندارد محیطی آزمایشگاه ها بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد .
- بهترین دما جهت کار با دستگاه بین 10 تا 35 درجه سانتیگراد است
- پریزی که دستگاه به آن وصل می شود حتما باید دارای ارت باشد .
- در نزدیکی محل نصب دستگاه یک فاضلاب برای امکان تخلیه آب داخل آن لازم است .