

نام شرکت: پدیده نوژن پارس				
ID:888		نام محصول: cooling bath		
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد پک شده
۱- رنج دمایی (۹۰-۴) سانتیگراد ۲- المنت میله ای استیل ایتالیایی ۳- دقت دمایی ۱ درجه سانتی گراد ۴- میکروکنترلر avr، سنسور دما lm35، ۵- جنس حمام بن ماری استیل ۶- جنس درپوش استیل ۷- دبی پمپ ۶ لیتر در دقیقه		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
۱- قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲- عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه (نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز ۳)-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است. ۴- در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود.	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
ابتدا دستگاه را در محل مناسب قرار دهید شیلنگهای سیرکولاتور را به دستگاه مورد نظر وصل نمایید سپس محفظه سیرکولاتور را با محلول آب و ضدیخ پر نمایید. دوشاخه سیرکولاتور را به برق متصل نمایید با کلید پاور دستگاه را روشن کنید این دستگاه قادر به کنترل دمایی در محدوده ۴ درجه تا ۹۰ درجه سانتیگراد میباشد . برای تنظیم حالت کار دستگاه گرمکن یا سردکن ابتدا دکمه HAT&COLD را یک بار فشار دهید تا چراغ HAT یا COLD روشن شود بعد دکمه SET را یک بار فشار دهید تا SET TEMP نمایش داده شود با دکمه START وارد منو شوید آنگاه با ▲ یا ▼ دمای مورد نظر را تنظیم کنید . چند ثانیه صبر کنید تا از منو خارج شود. بعد دکمه SET را دو بار فشار دهید تا SET TIME نمایش داده شود با START وارد منو شوید و با ▲ یا ▼ زمان را تنظیم کنید . صبر کنید تا از منو خارج شود بعد START را بزنید تا دستگاه شروع به کار کند بعد از رسیدن دما چند ثانیه آلارم خواهید داشت و تایمر فعال میشود آنگاه دکمه PUMP را فشار دهید تا آب را سیرکوله کند بعد از اتمام زمان ۱۰ ثانیه آلارم خواهید داشت و ترموستات دستگاه اتومات خاموش می شود . کلید پاور را خاموش کنید.		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاه و شرایط ایمنی کاربری
فضای کافی جهت سیرکوله هوا . در اطراف دستگاه. سطح صاف. دمای محیط زیر ۴۰ درجه سانتی گراد پریز مجهز به ارت	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی



قبلا ارسال شده	✓			۷- جدول زمان بندی و اجرا
----------------	---	--	--	--------------------------

نام شرکت: پدیده نوژن پارس

نام محصول: Hybrization Oven

ID:1205

توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
کنترل دما از ۵ درجه بالای محیط تا ۷۰ درجه سانتی گراد تعداد بطری ها ۴ عدد دقت دمایی دستگاه ۱ درجه سانتی گراد سرعت چرخش ۵ تا ۵۰ دور در دقیقه تایمر دیجیتال ۹۹۹ دقیقه فضای داخلی محفظه ۳۰ پهنای ۲۵ ارتفاع ۲۰ سانتی متر عمق کنترلر میکرو avr سنسور دما lm35		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه (نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز) ۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهدہ کارخانه سازنده است. ۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود.	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
HOT POWER # \$ SET TIME (% up % & SET TIME 6 . * - . * / 0 (1 2 3 4 (4 * / 5 / down up 4 * / / 0 down up) & start * + , SET TIME (7 0) * : " * / ((% START * - . * / 0 (1 4 (8 9 start را فشار دهید 6 < ; * + ; = + 0 > = 27 + ; " . + 4 (5 / " . B % * . > = 2 @ , / 0 = / 0 ? وبا ولوم سرعت چرخش را تنظیم نمایید.		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
فضای کافی جهت سیرکوله هوا . در اطراف دستگاه. سطح صاف. دمای محیط زیر ۴۰ درجه سانتی گراد پریز مجهز به ارت سطح صاف و تراز	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	2✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی



			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا
نام شرکت: پدیده نوژن پارس				
ID:844	نام محصول: micro fuge			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
۱۲ عدد میکرو تیوب ۱.۵ml . ۱۲ عدد میکرو تیوب ۰.۵ml . ۱۲ عدد میکرو تیوب ۰.۲ml حداقل سرعت ۵۰۰ rpm , حداکثر سرعت ۳۵۰۰ rpm. ورتکس لوله با شاسی فشاری		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست ویا تعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقابص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
کابل ان را به برق متصل نمایید نمونه هارا روبروی یکدیگر قرار دهید با کلید پاور دستگاه را روشن نمایید ولوم دستگاه را روی سرعت مورد نیاز تنظیم نمایید.	✓			۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
سطح صاف و تراز حد اکثر دمای محیط ۵۰ درجه	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:1134	نام محصول: PCR workstation				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
	جنس ورق پلی کربنات . مجهز به لامپ یو وی ۱۵ وات داری دو عدد لامپ روشنایی کم مصرف . پریز داخلی سه خانه . طبقه داخلی متحرک . جا سمپلر چهار تایی و تایمر دیجیتال . ابعاد دستگاه عمق ۵۰ سانتی متر . پهنا ۷۲ سانتی متر . ارتفاع ۶۷ سانتی متر		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
	قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه (نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز) ۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است. ۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
	۱- دستگاه را روی سطح تراز قرار دهید. ۲- کابل دستگاه را به برق وصل نمایید. ۳- درب دستگاه را ببندید. ۴- کلید power را روشن کنید. ۵- کلید lamp روشنایی دستگاه را تامین میکند. ۶- شاسی Set را به مدت ۵ ثانیه نگاه دارید تا نمایشگر چشمک بزند . ۷- با شاسی up و Down زمان مورد نیاز جهت روشنایی uv را (حداکثر ۹۹۹ دقیقه) تنظیم نمایید. ۸- پس از ثابت شدن عدد نمایشگر Start را فشار دهید. ۹- در پایان زمان تنظیم شده آلارم خواهید داشت .		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
	سطح صاف و تراز حد اکثر دمای محیط ۴۰ درجه	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
	ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
	قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



نام شرکت: پدیده نوژن پارس				
ID:845		نام محصول: shaker		
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
			✓	۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست ویا تعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقابص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
فضای کافی جهت سیرکوله هوا . در اطراف دستگاه. سطح صاف. دمای محیط زیر ۴۰ درجه سانتی گراد پریز مجهز به ارت . میز دستگاه به زمین ثابت شده باشد		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
			✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس				
ID:818	نام محصول: electrophoresis supply power			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
			✓	۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست ویا تعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقابص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهدہ کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود		✓		۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
			✓	۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
			✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
			✓	۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
			✓	۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس				
ID:737		نام محصول: الکتروفورز		
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
	✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
	✓			۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
	✓			۷- جدول زمان بندی و اجرا

ID:1025	نام محصول: الکترو فورز افقی				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model: hu-70 gel size:5.7cm sampels:10 wells buffer volume:200 ml		✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
<p>موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد</p> <p>۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح</p> <p>۲- شکستگی محفظه</p> <p>۳- رسوب گرفتن الکترودها</p> <p>۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.</p>	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش	
دفترچه راهنما قبلا ارسال شده	✓				۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
				✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:817	نام محصول: الکترو فورز افقی (مدل های متفاوت)				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model: hu-110 gel size:11.9cm sampels:16 wells buffer volume:500 ml		✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
<p>موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد</p> <p>۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.</p>	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش	
دفترچه راهنما قبلا ارسال شده	✓				۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
				✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا



ID:916	نام محصول: الکتروفورز ترانسفور			
	موارد چک شده	کامل	ناقص	ارائه نشده
توضیحات				
الکترودها مفتول پلاتین حجم بافر ۸۰۰ سی سی ابعاد پلیت ۹.۱۰ سانتی متر محفظه یخ مدل wpn-80			✓	۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد ۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.			✓	۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
دفترچه راهنما قبلا ارسال شده			✓	۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
			✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد			✓	۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده			✓	۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
قبلا ارسال شده			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا



ID:754	نام محصول: تانک الکترو فورز افقی				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model: hu-95 gel size:5.7cm 7.10cm sampels:10 wells 14wells buffer volume:500 ml				✓	۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد ۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.	✓				۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
۱ عدم برقراری یا پایین بودن جریان ۲.تشکیل حباب زی در اند ۳ غیر طبیعی بودن بانها پس از الکترو فورز - چسب دور ژل باز نشده است یا حجم بافر کم است . کهنه بودن بافر یا الکتروفورز با جریان بالا . تفاوت غلظت یا ترکیب بافر تانک با بافر ساخت ژل	✓				۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
				✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا



ID:806	نام محصول: تانک الکتروفورز افقی				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model: hu-150 gel size:10.15cm 15.16 cm sampels:28 wells 22 wells buffer volume:1200 ml		✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد ۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.	✓				۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
۱ عدم برقراری یا پایین بودن جریان ۲.تشکیل حباب زیاد در اند ۳ غیر طبیعی بودن بانها پس از الکترو فورز - چسب دور ژل باز نشده است یا حجم بافر کم است . کهنه بودن بافر یا الکتروفورز با جریان بالا . تفاوت غلظت یا ترکیب بافر تانک با بافر ساخت ژل .	✓				۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
				✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:805	نام محصول: تانک الکتروفورز عمودی				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model:vu-80d buffer volume: 400cc gel size: 8.8 cm plate size : 11.12 cm samples : 20 wells		✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد ۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.			✓		۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
				✓	۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
				✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا



ID:1059	نام محصول: تانک الکتروفورز عمودی				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model : vu-130d buffer volume: 700cc gel size: 13.14 cm plate size : 17.18 cm samples : 32 wells		✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد ۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.	✓				۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
				✓	۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاه و شرایط ایمنی کاربری
				✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
				✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:736	نام محصول: تانک الکتروفورز عمودی				
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model : vu-170d buffer volume: 950cc gel size: 16.19 cm plate size : 21.23 cm samples : 40 wells	✓				۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد ۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.	✓				۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
با مدل عمودی ۱۳۰ فرقی نمی کند	✓				۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
با مدل عمودی ۱۳۰ فرقی نمی کند	✓				۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓				۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓				۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
قبلا ارسال شده	✓				۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:1095	نام محصول:تانک تیوب ژل			
	توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل
Model : tjn -80 boffer volume : 650 cc tube size : 90 . 4 mm .10 pcs	✓			۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
<p>موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیشها به الکتروود و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد</p> <p>۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح</p> <p>۲- شکستگی محفظه</p> <p>۳- رسوب گرفتن الکترودها</p> <p>۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود</p>	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
قبلا ارسال شده	✓			۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
مطابق با تانک عمودی مدل ۱۳۰	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
قبلا ارسال شده	✓			۷- جدول زمان بندی و اجرا



ID:887	نام محصول: rotator			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Speed : variable 5~ 50rpm Timer : min hold / dial Temperature resist : lower than 65 c (dry air) Dimension : w24 * d19 * h24 (cm) Weight : 4.8 kg Power : 220v ac 50/60 HZ		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه (نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز) ۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهدہ کارخانه سازنده است. ۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود		✓		۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
			✓	۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاه و شرایط ایمنی کاربری
			✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
قبلا ارسال شده	✓			۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:846	نام محصول: سیستم ترانسفور (وستر نیلات)			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
توضیحات کامل تر ارائه شود..اطلاعات این تانک با نام ترانسفر wpn-80 پر شده		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
<p>موارد ضمانت تانکهای الکترو فورز کیفیت الکترودها و مواردی که ناشی از اشکال ساخت باشد. نشستی محفظه و عدم اتصال فیثها به الکترو و تری و کامب مواردی که شامل ضمانت نمیگردد</p> <p>۱- عیوب فیزیکی و یا عدم استفاده نا صحیح ۲- شکستگی محفظه ۳- رسوب گرفتن الکترودها ۴- در صورت اتمام گارانتی دستگاه با هزینه مشتری تعمیر می شود.</p>	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
<p>۱- جدول رفع اشکال و شرایط ایمنی کاربری ذکر شود. ۲- در قسمت راهنمای کاربری بیشتر به روش آزمایش پرداخته شده است. روش کار با دستگاه جامع تر بیان شود.</p>		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
قبلا ارسال شده	✓			۷- جدول زمان بندی و اجرا



ID:804	نام محصول: mini rocker			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
Model:mrp-25 speed range: 5-60rpm timer: 999min temp resist:lower than65c (dry air) weight 1.8kg dimensions: w24.d.22h12cm wattage:25w power ac220v/50hz		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست ویا تعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
آداپتور دستگاه را به برق متصل نمایید. سینی دستگاه را در جای خود قرار دهید. کلید پاور را روشن نمایید. شاسی Set را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا نمایشگر چشمک بزند . با شاسی up و Down زمان مورد نیاز را (حداکثر ۹۹۹ دقیقه) تنظیم نمایید . پس از ثابت شدن عدد نمایشگر Start را فشار دهید . با ولوم SPEED سرعت را کر را تنظیم کنید	✓			۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید..برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد اسیدی یا قلیایی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می گردد استفاده نشود . از ریختن مایعات روی دستگاه جدا خوداری شود .بیشتر از ظرفیت دستگاه استفاده نشود	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:1013	نام محصول: mini shaker (rpn-500 or RPN 250)			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
<p>Model:rpn-250 speed range: 25-250rpm timer: 999min temp resist:lower than65c (dry air) weight 9kg dimensions: w41.d.37h.22cm wattage:65w power ac220v/50hz Model:rpn-500 speed range: 50-500rpm timer: 999min temp resist:lower than65c (dry air) weight: 6kg dimensions: w34.d.25h17cm wattage:25w power ac220v/50hz</p>		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
<p>قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست وپاتعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود</p>	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
<p>کابل دستگاه را به برق وصل نمائید . ۱- کلید Power را در حالت روشن قرار دهید . ۲- شاسی Set را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا نمایشگر چشمک بزند . ۳- با شاسی up و Down زمان مورد نیاز را (حداکثر ۹۹۹ دقیقه) تنظیم نمائید. ۴- پس از ثابت شدن عدد نمایشگر Start را فشار دهید. ۵- با ولوم speedسرعت شیکر را تنظیم نمائید.</p>		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
<p>در اطراف دستگاه فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوا در گردش بوده و تبادل حرارتی به آسانی صورت پذیرد .برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد اسیدی یا قلیایی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می گردد استفاده نشود . از ریختن مایعات روی دستگاه جدا خوداری شود .</p>	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
<p>ندارد</p>	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
<p>قبلا ارسال شده</p>	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا

نام شرکت: پدیده نوژن پارس



ID:756	نام محصول: water bath			
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
<p>Model:cpn-70 temp:ambiment +5 – 100 c capacity: 6 liter dimension: w.20d.47h.18cm weight:2.8kg hiter: stanles steel 600w micro controler:avr Sensor: lm35 pomp: 12v 2.5amper power 220v/50hz 650w</p>		✓		۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
<p>قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست ویا تعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود</p>	✓			۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
<p>ابتدا شیلنگهای سیرکولاتور را به دستگاه مورد نظر وصل نمایید سپس محفظه سیرکولاتور را با آب پر نمایید دستگاه را روشن کنید دکمه پمپ را فشار دهید تا چراغ هیتر روشن شود ست را یک با فشار دهید تا وارد منو تنظیم دما شود با کم و زی دما را تنظیم و صبر کنید از منو خارج شود ست را دو با فشار دهید تا وارد منوی تنظیم زمان شود و زمان را به همان ترتیب تنظیم و خارج شوید استارت را زده و ومنتظر باشید که به دمای تنظیم شده برسد در صورت نیاز به سیرکوله اب دکمه پمپ را فشار دهید پمپ برای دماهای زیر ۵۰ درجه کاربرد دارد.</p>		✓		۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
<p>در اطراف دستگاه فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوا در گردش بوده و تبادل حرارتی به آسانی صورت پذیرد .برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد اسیدی یا قلیایی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می گردد استفاده نشود . از ریختن مایعات روی دستگاه جدا خوداری شود .</p>	✓			۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی

			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا
--	--	--	---	--------------------------

نام محصول: hot-cold block				
ID:753				
توضیحات	ارائه نشده	ناقص	کامل	موارد چک شده
			✓	۱- مشخصات فنی دستگاه و ملحقات
قلم خوردگی و یا عدم تطبیق شماره سریال کارت با دستگاه ۲-عیوب فیزیکی و یا صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه(نوسانات برق-رطوبت-شکستگی-استفاده نادرست ویا تعمیر توسط افراد غیر مجاز)۳-ضمانت شامل نقایص و معایبی است که به تشخیص کارشناسان این مرکز بعهده کارخانه سازنده است.۴-در صورت اتمام تاریخ گارانتی دستگاه با هماهنگی با هزینه مشتری تعمیر می شود		✓		۲- شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
			✓	۳- راهنمای کاربری به همراه جداول رفع اشکال دستگاهو شرایط ایمنی کاربری
			✓	۴- شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی
ندارد	✓			۵- شرایط کالیبراسیون دستگاه
قبلا ارسال شده	3✓			۶- تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی
			✓	۷- جدول زمان بندی و اجرا



