

Bmi
Behboud Medical Industry



هود لامینار کلاس ۲

گارانتی، کالیبراسیون، شرایط محیطی

● شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری :

دستگاه باید توسط متخصصین در محل نصب و راه اندازی شود. قبل از استفاده از نداشتن نشستی در لوله و اتصالات گاز مطمئن شوید. از پاشیده شدن آب و مایعات بر روی فیلتر، قطعات الکترونیکی و اتصالات برق جلوگیری نمایید. از رسیدن شعله و حرارت زیاد به فیلترها جلوگیری نمایید. در زمان کار با دستگاه از خاموش بودن لامپ اطمینان حاصل

● کالیبراسیون :

دستگاه پس از نصب به صورت خودکار کالیبره و آماده به کار می باشد. با پایان ۱۰۰۰ ساعت عمر فیلترها دستگاه به طور کلی غیرفعال شده و با تعویض فیلتر و وارد کردن کد جدید توسط متخصصین دستگاه مجدداً شروع بکار می نماید.

● مواردی که شامل گارانتی نمی شود :





اعمال ضربه فیزیکی به دستگاه
شکستن درب پلکسی گلاس و قطعات الکترونیکی
آتش سوزی
ریختن آب و مایعات بر روی قطعات برقی و الکترونیکی
باز شدن برچسب پلمپ دستگاه



۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Bmi
Behboud Medical Industry



۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 www.behboudtech.com
 behboudtech@gmail.com
  [bmi_tech](https://www.facebook.com/bmi_tech)

 071-37743544
 09178844699

صنعت طب بهبود الکترونیکی

سهامی خاص

نام دستگاه:

مدل:

سریال دستگاه:

تاریخ شروع گارانتی:

مهر و امضاء شرکت