


پیوست ۴ _ شرایط محیطی لازم برای نصب و راه
اندازی راکتور حسگر گازی سری GSR-200



ساخت شرکت نانو شرق ابزار توس (نانو شات)

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

برای نصب و راه‌اندازی دستگاه راکتور حسگر گازی موارد ذیل مورد نیاز است:

- ۱- یک پریز برق تکفاز فاز برای راه‌اندازی هیتر برقی و سیستم تحریک اپتیکی UV
- ۲- محل مناسب و مهار کپسول های گاز مورد نیاز برای حسگری
- ۳- محیط آزمایشگاه از تهویه مناسب برخوردار باشد زیرا بخشی از بخارات مواد شیمیایی ممکن است وارد محیط آزمایشگاه شود.
- ۴- سیستم باید در محلی از آزمایشگاه نصب شود تا بتوان خروجی گازشوی را به خارج آزمایشگاه و محیط باز و یا هود آزمایشگاهی هدایت کرد.

نانو شرقی ابزار توس
با مسئولیت محدود