

## شرکت نانوآزما

### شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه های میکروفلوئیدیک

شرایط خاصی برای نصب و راه اندازی دستگاه میکروفلوئیدیک وجود ندارد با این وجود رعایت موارد زیر مناسب تر است:

1- مکان نصب دستگاه معین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود.

2- اتصال به برق شهری

3- در صورت امکان سطح قرارگیری دستگاه کاملا افقی باشد.

دفتر فروش: تهران، بلوار کشاورز- نبش خیابان 16 آذر- ساختمان کمال الدین بهزاد- طبقه 7 واحد 706 تلفن: 88982650-

09391754816

[www.nanoazma.com](http://www.nanoazma.com)