

تاریخ:

شماره:

### بسمه تعالی

تهران - محله کاووسییه، خ شهید دستگردی ، بلوار نلسون ماندلا، پ ۱۱۲ واحد ۹  
تلفن : ۰۲۱-۲۲۶۴۷۵۰۰  
فکس : ۰۲۱۸۹۷۸۲۷۸۴۰  
همراه: ۰۹۱۲۲۲۱۵۰۴۶  
[www.zistfan.ir](http://www.zistfan.ir)



• شرایط محیطی در خصوص نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاه فرماتور و بیوراکتور :

۱- دستگاه در فضای اتاق های تمیز و آزمایشگاهی نصب می شود. محیط استقرار دستگاه باید دارای سیستم کنترل دما ، رطوبت نسبی، فشار و هوای تمیز یا هوا ساز باشد.

• شرایط کالیبراسیون:

۱- کالیبراسیون سنسورهای pH,DO و دما بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود

• آزمون تحویل دهی:

در خصوص تحویل دستگاه به خریدار ، در کارگاه آزمون های لازم شامل مراحل ذیل انجام می شود.

۱- آزمون سلامت قطعات الکترونیکی ، مکانیکی و ابزار دقیق

۲- آزمون هیدرولیکی و نشست یابی شامل: تحت فشار قراردادن اسکید پمپینگ و مخزن با هوای فشرده انجام می شود.

۳- آزمون صحت برنامه اتوماسیون : دستگاه مونتاژ و بطور دستی و اتوماتیک اجرا انجام و توالی برنامه با ابزار دقیق چک می شود.

شهریار ملاحسینی

رئیس هیئت مدیره

شرکت زیست فن صنعت ایرانیان  
شماره ثبت ۲۷۵۲۳۹