

تاریخ:

شماره:

بسمه تعالی

تهران - محله کاووسییه، خ شهید دستگردی، بلوار نلسون ماندلا، پ ۱۱۲ واحد ۹
تلفن: ۰۲۱-۴۰۲۲۳۱۲۵
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۲۷۸۴
همراه: ۰۹۱۲۲۲۱۵۰۴۶
www.zistfan.ir



• شرایط محیطی در خصوص نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه فرماتور و بیوراکتور:

۱- دستگاه در فضای اتاق های تمیز و آزمایشگاهی نصب می شود. محیط استقرار دستگاه باید دارای سیستم کنترل دما، رطوبت نسبی، فشار و هوای تمیز یا هوا ساز باشد.

• شرایط کالیبراسیون:

۱- کالیبراسیون سنسورهای pH, DO و دما بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود

• آزمون تحویل دهی:

در خصوص تحویل دستگاه به خریدار، در کارگاه آزمون های لازم شامل مراحل ذیل انجام می شود.

۱- آزمون سلامت قطعات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق

۲- آزمون هیدرولیکی و نشست یابی شامل: تحت فشار قراردادن اسکید پمپینگ و مخزن با هوای فشرده انجام می شود.

۳- آزمون صحت برنامه اتوماسیون: دستگاه مونتاژ و بطور دستی و اتوماتیک اجرا انجام و توالی برنامه با ابزار دقیق چک می شود.

شهریار ملاحسینی

رئیس هیئت مدیره

شرکت زیست فن صنعت ایرانیان
شماره ثبت ۲۷۵۲۳۹