

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری :

پیش از نصب و راه اندازی دستگاه لازم است موارد زیر از طرف آزمایشگاه آماده گردد :

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت
- فضایی به اندازه ی ۲ متر مربع
- سیم کشی مناسب و لوله گذاری کامل جهت اتصال به کپسول نیتروژن و هلیوم
- یک عدد کپسول نیتروژن با گرید ۵
- یک عدد کپسول هلیوم با گرید ۵
- یک عدد مخزن نیتروژن مایع
- شرایط عمومی آزمایشگاه از نظر تهویه ، دما و ...