



شرایط محیطی لازم جهت
نصب بن ماری یخچالدار

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه بن ماری یخچالدار تحقیقاتی
دستگاه فوق در آزمایشگاه مورد استفاده می باشد و روی میز نصب می شود.
دمای استاندارد محیطی آزمایشگاه ها بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
بهترین دما جهت کار با دستگاه بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد است
پریزی که دستگاه به آن وصل می شود حتما بایستی دارای ارت باشد.
در نزدیکی محل نصب دستگاه یک فاضلاب جهت امکان تخلیه آب داخل آن الزامی میباشد.