

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

- 1- دستگاه در محل کاملاً تراز بر روی میز آزمایشگاه و یا روی زمین صاف و تراز قرار گیرد.
- 2- اطراف دستگاه حداقل 30 سانتیمتر از سایر دستگاههای موجود در آزمایشگاه فاصله داشته باشد
- 3- تا حد امکان دستگاه دور از محل عبور کابل برق فشار قوی باشد
- 4- برق تک فاز 220 ولت
- 5- محل قرار گیری دستگاه از تهویه مناسب برای عملکرد صحیح فن دستگاه برخوردار باشد