

دستگاههای سری Rafea HPR جهت نصب و راه اندازی به :

- ۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حداکثر ۴۰٪
- ۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب رآکتور ۱۰ متر مربع می باشد.
- ۳- برق تک فاز ۱۵ آمپر جهت راه اندازی کلیه تجهیزات رآکتور کافی می باشد.
- ۴- قابلیت اتصال شیلنگ تخلیه فشار به محیط آزاد وجود داشته باشد.
- ۵- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.
- ۶- جهت جلوگیری از تجمع گازهای واکنش دهنده، آزمایشگاه دارای سیستم تهویه مناسب داشته باشد.
- ۷- کپسولهای گازهای واکنش دهنده حتی المقدور خارج از محیط آزمایشگاه نصب شوند.