

## Turbi-M1, Turbi-W1 شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری



الف- میز یا سطح صاف تراز و مستحکم کمی بزرگتر از ابعاد دستگاه

ب- یک عدد رایانه با سیستم عامل ویندوز و اتصالات USB

ج- دما، فشار اتمسفری و رطوبت در حد متعادل (متعارف) آزمایشگاه

د- در صورت امکان محیطی بدون تابش مستقیم آفتاب و وزش باد

ه- محیط دارای گرد و غبار کم

و- از پاشیده شدن هرگونه سیال بر روی بدنه دستگاه و بخشهای

الکترونیکی باید خودداری شود.

ز- محلول های استاندارد برای کالیبراسون باید در محیطی به دور از

تابش آفتاب و در یخچال نگهداری شوند.