

شرایط محیط

- میز استفاده شده امکان استقرار کامل دستگاه را فراهم سازد.
- منبع تغذیه برق ۲۲۰/۲۴۰ ولت و ۵۰/۶۰ هرتز
- دستگاه را در محلی قرار دهید که میزان نوسانات دمایی حداقل باشد. محل استقرار دستگاه حتی الامکان دور از درب ورودی و خروجی باشد.
- محل دستگاه به گونه‌ای انتخاب گردد که احتمال برخورد با سایر تجهیزات و آسیب دیدگی به حداقل برسد.
- برای افزایش طول عمر دستگاه بهتر است در محیطی با رطوبت کم و بدون گرد و غبار نگهداری گردد.
- برای جلوگیری از آسیب های ناشی از نوسانات برق، از محافظ الکترونیکی استفاده شود.
- تجهیزات ایمنی آزمایشگاه اسید.