



شرکت مهندسی سپهر آریا آزمایشگاهی
گروه طراحی مهندسی صنعت سرام



سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

آسیاب جار میل آزمایشگاهی مدل JMS-3



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین قرار گیری دستگاه بایستی کاملاً صاف و تراز باشد تا از جابجایی جار حین کار دستگاه ممانعت به عمل آید.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۴۰۷۸۵-۶، ۷۷۲۲۳۵۸۹ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanatceram.com

Email: headoffice@sanatceram.com