

شرایط عمومی و اختصاصی ایمنی کاربری :

برای امنیت در آزمایشگاه نکات بسیاری باید رعایت شود هر چند رعایت این نکات به تنهایی سلامت آزمایش کننده را تضمین نمی کند. اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش می دهد. خطرات دیگری که در آزمایشگاه وجود دارد، وضعیت های غیر قابل پیش بینی است که همواره در آزمایشگاه و در طول آزمایش به وجود می آیند که با هوشیاری و دقت در آزمایشگاه شیمی، می توان این خطرات را نیز تا حد مطلوبی کاهش داد.

۱. فاصله دستگاه های مجاور دستگاه بایستی مناسب باشد.
۲. از قراردادن اجسام و دستگاه های دیگر بر روی دستگاه خود داری نمایید
۳. از عادی بودن وضعیت فرمان، چراغها و بوق های هشدار دستگاه مطمئن شوید.
۴. دستگاه را در یک سطح صاف مستقر نمایید.
۵. از ثبات برق ورودی دستگاه اطمینان حاصل نمایید
۶. از ریختن آب بر روی کابل برق و کنترلر دستگاه جدا خود داری نمایید .
۷. از پریز های ارت دار جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید