

## شرایط محیطی برای راه اندازی و استفاده از مجموعه ها اپتیک پیشرفته به شرح ذیل میباشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با شرایط دمای پایدار ۵۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و با نوسانات دمایی کمتر از ۵ درجه سانتی گراد

۲- محیط آزمایش با جریان هوای پائین حداقل امکان نبوده و یا خاموش کردن تهویه هوا

۳- استفاده بر روی میز سنگین با پایه های ضربه گیر

۴- سیستم مورد نیاز Intel Core i5 3.1 GHz پردازنده سیستم عامل ویندوز ۱۰ فضای مورد نیاز 2 GB