

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه مدل FD-8524 با دو شرایط محیطی فعالیت می نماید :

۱- استفاده از کندانسور هوایی

- دمای مطلوب جهت استفاده از کندانسور هوایی ، بین 23° تا 25° سانتیگراد و با رطوبت استاندارد آزمایشگاهی (رطوبت نسبی ۵۰%) می باشد.

۲- استفاده از کندانسور آبی

- کندانسور آبی برای داروهای حساسی که جهت تولید، نیاز به clean room (کلاس B) دارند مورد استفاده قرار میگیرد و شرایط بهینه چیلر دمای بین 13° تا 15° سانتیگراد می باشد.

جدول زمان بندی

* واحد زمان (روز، هفته یا ماه)

زمان (ماه)										تعداد یا مقدار محصول	
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		مرحله تولید
										۵	
											تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه
											تولید (ساخت، مونتاژ و ...)
											کالیبراسیون و کنترل کیفی
										بسته بندی و تحویل	
										۱۵	
											تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه
											تولید (ساخت، مونتاژ و ...)
											کالیبراسیون و کنترل کیفی
										بسته بندی و تحویل	
										۲۵	
											تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه
											تولید (ساخت، مونتاژ و ...)
											کالیبراسیون و کنترل کیفی
										بسته بندی و تحویل	
											تدارکات و خرید قطعات یا مواد اولیه
											تولید (ساخت، مونتاژ و ...)
											کالیبراسیون و کنترل کیفی
										بسته بندی و تحویل	