



شرایط نصب و محیطی

کد محصول: BT500PG

دستگاه بصورت رومیزی ارائه میشود، و نیاز به نصب ندارد، کفایت کاربرانه‌ای استفاده را مطالعه نموده و مطابق آن عمل کنید.

- شرایط دمایی و رطوبت و گرد غبار باید در حد استانداردهای آزمایشگاهی باشد، که متضمن کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه است، محدوده دمایی ۲۰ الی ۲۵ درجه و عاری از گرد و غبار و بار رطوبت کم توصیه میگردد
- با توجه به اندازه دستگاه میتوان از میز چوبی یا سکوی آزمایشگاهی به ابعاد حداقل ۷۰ در ۱۲۰ سانتیمتر استفاده کرد
- با توجه به وزن دستگاه رویه میز بایست از سنگ یا MDF ضخیم باشد، همچنین، میز از استحکام سازه ای برخوردار باشد
- پریز برق ارت دار که بتواند برق ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز بدون نوسان برای دستگاه تامین کند

بهبه‌سازان ارتباطات کیتی

