



دستگاه بصورت رومیزی ارائه میشود، و نیاز به نصب ندارد، کفایت کاربرراهنمای استفاده را مطالعه نموده و مطابق آن عمل کنید.

- شرایط دمایی و رطوبت و گرد غبار باید در حد استانداردهای آزمایشگاهی باشد، که متضمن کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه است، محدوده دمایی ۲۰ الی ۲۵ درجه و عاری از گرد و غبار و بار رطوبت کم توصیه میگردد
- با توجه به اندازه دستگاه میتوان از میز چوبی یا سکوی آزمایشگاهی به ابعاد حداقل ۹۰ در ۱۲۰ سانتیمتر استفاده کرد
- با توجه به وزن دستگاه رویه میز بایست از سنگ یا *MDF* ضخیم باشد، همچنین، میز از استحکام سازه ای برخوردار باشد
- پریز برق ارت دار که بتواند برق ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز بدون نوسان برای دستگاه تامین کند
- جریان هوای فاقد رطوبت و ذرات غبار تا ۰.۱ میکرون و فشار بین ۶ تا ۱۰ بار
- محسط بایست دارای تهویه باشد.

بهسازان ارتباطات کیتی

