



## شرایط محیطی و نصب و راه اندازی مولژ

- ❖ دستگاه دارای یک مولژ نیم تنه انسان می باشد که قابل حمل بوده و جهت استفاده می توان در هر مکانی که به عنوان فضای آموزشی در نظر گرفته شده است قرار گیرد.
- ❖ دستگاه در دمای اتاق می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- ❖ از برخورد اجسام نوک تیز به بدنه مولژ پرهیز شود.
- ❖ جهت تمیز کردن نیم تنه در صورت لکه دار شدن (به غیر از رنگ و مواد رنگی که قابلیت پاک شوندگی ندارد) از مواد غیر اسیدی استفاده شود، بهتر است از پارچه نم دار و مقداری مایع صابون و یا پد الکلی جهت تمیز کردن نیم تنه استفاده شود.
- ❖ مولژ در تابش مستقیم نور خورشید نباشد.
- ❖ میزان گرد و خاک در شرایط معمولی باشد