

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	----------------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : 40- ظرفیت بالا

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	خیر	بله		
		ok	سالم بودن دستگاه به هنگام نحویل	1
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- شیشه جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	2
		ok	حداقل فاصله دستگاه از اطراف 35 سانتیمتر باشد	3
		ok	دمای محیط کار در رنج 2 ± 22 باشد	4
		ok	رطوبت محیط کار در رنج 10% الی 70%	5
		ok	مکان دستگاه در حد معمول تراز باشد	6
		ok	امکان تهویه هوا موجود باشد	7
		ok	برای دستگاه کابل جداگانه 4*6 در نظر گرفته شود	8

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: 1- کنترل کیفیت 2- واحد اقدام کننده