

شرایط محیط کار

این دستگاه قابلیت استفاده در دمای محیط آزمایشگاهی را دارد .
در حین کار با دستگاه بایستی از ریختن آب بر روی پانل و اطراف دستگاه جداً خودداری
شود .

توصیه های نگهداری

- ۱- از نصب دستگاه در مکانهای مرطوب خودداری شود .
- ۲- از ریختن آب و هر نوع محلولی بر روی پانل و پشت دستگاه جداً خودداری شود .
- ۳- چنانچه هرگونه اشکال فنی در دستگاه مشاهده گردید سریعاً با سازنده تماس
گرفته شود و از هرگونه تعمیر دستگاه جداً خودداری شود .
- ۴- خواهشمند است جهت جنرال سرویس دستگاه بصورت دوره ای توسط
کارشناس فنی شرکت که عامل مهمی در کیفیت و طول عمر دستگاه میباشد با ما
تماس بگیرید .

با تشکر

مهندسی پزشکی پویان