

بسمه تعالی



NANO MOBTAKER SIMORGH

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه هیدرانو

- ۱- فاصله محل قرار گیری دستگاه با سایر تجهیزات آزمایشگاهی حداقل ۱ متر می باشد؛
- ۲- محل قرار گیری دستگاه باید دور از نور افتاب، رطوبت، پنجره ها و باد مستقیم کولر باشد؛
- ۳- در اطراف دستگاه نباید میدان مغناطیسی قوی وجود داشته باشد؛
- ۴- جهت بالا بردن عمر دستگاه استفاده از محافظ برق اکیدا توصیه می شود؛
- ۵- با توجه به شرایط آزمایشی دستگاه، از دسترسی افراد ناآشنا به سیستم جلوگیری شود.

نانو موبتکر سیمرغ

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان قدس

نیش کوچه شاهد- پلاک ۳۷- ط سوم

واحد جنوبی

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۱۰۷۶

فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۲۸۴۲

ایمیل: nanomobtaker_s@yahoo.com



Nano mobtaker