



## ست رنگ‌آمیزی

### سازماندهی محلول‌های رنگ‌آمیزی لام و افزایش دقت و بهره‌وری در رنگ‌آمیزی

که به طور کامل بسته شود تا مانع از تبخیر احتمالی معرف‌های درون جار گردد. سید رنگ‌آمیزی این جار دارای ۲۵ شیار می‌باشد و دسته آن به گونه‌ای تعبیه شده است که به راحتی و با کنترل کامل بتوان سید را جابه‌جا نمود. نگهدارنده فلزی این جارها که از استیل ضدزنگ ساخته شده است، باعث سازماندهی جارهای رنگ‌آمیزی می‌گردد، در برابر اسیدها و حلال‌های رایج آزمایشگاه مقاوم بوده و قابل شستشو می‌باشد. همچنین، به دلیل سبک بودن تمامی این اجزاء، حمل و جابه‌جایی آن‌ها برای کاربر بسیار آسان است.

ست رنگ‌آمیزی P.I.P. پاسخی مناسب به نیازهای موجود در بخش رنگ‌آمیزی‌های هیستولوژی، سیتولوژی، هماتولوژی، پاتولوژی، میکروبیولوژی و... می‌باشد. این ست‌ها از جارهای دارای درب لولایی متصل به بدنه، سید رنگ‌آمیزی دسته‌دار با ۲۵ شیار و نگهدارنده فلزی تشکیل شده‌اند.

جار رنگ‌آمیزی و سید آن از PET ساخته شده‌اند و در برابر انواع حلال‌ها به ویژه حلال‌های رایج در آزمایشگاه‌های بافت‌شناسی (مانند تولوئن، گزبلول و...) مقاوم می‌باشند. ظرفیت جار رنگ‌آمیزی ۳۰۰ میلی‌لیتر است و عمق کافی برای غوطه‌وری کامل لام‌ها را دارد. علاوه بر این، درب جار رنگ‌آمیزی به گونه‌ای طراحی شده است

ایران کد	مدل	اجزا	ابعاد (mm)
۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷	ست هیستولوژی و سیتولوژی	۱۲ جار رنگ‌آمیزی + ۲ سید رنگ‌آمیزی + نگهدارنده فلزی ۱۲ خانه	نگهدارنده: ۷۲۰×۱۳۰×۱۱۰ جار رنگ‌آمیزی: ۱۲۵×۵۵×۱۱۵ سید رنگ‌آمیزی: ۹۲×۳۰×۹۲
۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸	ست هماتولوژی	۳ جار رنگ‌آمیزی + ۱ سید رنگ‌آمیزی + نگهدارنده فلزی ۳ خانه	نگهدارنده: ۲۳۰×۱۳۰×۱۱۰ جار رنگ‌آمیزی: ۱۲۵×۵۵×۱۱۵ سید رنگ‌آمیزی: ۹۲×۳۰×۹۲
۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵	ست میکروبیولوژی	۴ جار رنگ‌آمیزی + ۱ سید رنگ‌آمیزی + نگهدارنده فلزی ۴ خانه	نگهدارنده: ۲۸۰×۱۳۰×۱۱۰ جار رنگ‌آمیزی: ۱۲۵×۵۵×۱۱۵ سید رنگ‌آمیزی: ۹۲×۳۰×۹۲
۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶	ست هیستولوژی و سیتولوژی و پاتولوژی	۱۸ جار رنگ‌آمیزی + ۳ سید رنگ‌آمیزی + نگهدارنده فلزی ۱۸ خانه	نگهدارنده: ۵۶۰×۱۳۰×۱۱۰ جار رنگ‌آمیزی: ۱۲۵×۵۵×۱۱۵ سید رنگ‌آمیزی: ۹۲×۳۰×۹۲

■ برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مقاومت شیمیایی PET به بخش اطلاعات تکمیلی و یا سایت [www.medpip.com](http://www.medpip.com) مراجعه فرمایید.



برای مطالعه مقالات رنگ‌آمیزی اسکن کنید.



برای مشاهده ویدیو راهنمای استفاده از ست رنگ‌آمیزی اسکن کنید.