



Smart Heater Stirrer - Magnetic Stirrer Heater

گرم کن (هات پلیت-هیتر) و همزن مغناطیسی (استیرر) هوشمند (دیجیتال)

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی، تحویل و آموزش:

این دستگاه به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که نیاز به شرایط خاص و ویژه و اختصاصی جهت استفاده ندارد. و کاربر بر راحتی با استفاده از راهنمای کار و کاتالوگ دستگاه می‌تواند از دستگاه استفاده کند. چنانچه به هر دلیلی نیاز به مشورت و راهنمایی و مشاوره باشد می‌توان از طریق تماس تلفنی با کارشناسان شرکت مورد را برطرف کرد.

دستگاه را بر روی سطح صاف قرار دهید. دور از میدان مغناطیسی خارجی باشد. در محل آزمایشگاه از نوسانات الکتریکی و برق جلوگیری نمایید. محدوده دمای محیطی بین 20 الی 40 درجه سانتیگراد. محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه حداکثر 40 درصد می‌باشد.

آدرس: زنجان - میدان آزادی - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - پلاک 1 - طبقه دوم - پارک علم و فناوری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی - شماره تماس: 09127428144 آدرس اینترنتی: www.Modernazma.com

ایمیل: Modern.Azmeye.Pishro@gmail.com