

شرایط محیطی استفاده از دستگاه MicroWarmPlate

این دستگاه برای استفاده در شرایط محیطی زیر تنظیم شده است و بر اساس استاندارد بایستی در

محیط کار مجدداً کالیبره شود. شرایط کاربری عبارتند از:

- از قراردان میز در شرایط ناپایدار اجتناب گردد.
- از فشار و ضربات غیر متعارف به صفحه شیشه ای اجتناب گردد.
- اختلاف دمای سطح شیشه با مواد یا محیط نبایستی از ۱۵ درجه بیشتر باشد و برای مواد با دماهای بالا، ابتدا دمای شیشه را به نزدیک دمای ماده رسانده و سپس ماده را بر روی آن قرار دهید.
- پیش از استفاده، سطح شیشه‌ای تمیز شود و پس از هم دما شدن با محیط استفاده گردد.
- این دستگاه مشمول کلیه اقدامات ایمنی لازم در بکار گیری از دستگاههای برقی میشود، و اقدامات حفاظتی مربوطه بایستی رعایت گردد

