



رای افزار فرنام

(سهامی خاص)

تجهیزات پیشرفته رافن

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

پیوست شماره: ۴

شماره: ۱۳۹۸۰۶۱۴/م

## پیوست شماره ۴: شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

موضوع: پیوست شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه پمپ فشار بالا و دقت بالای دو سیلندر ایستاده

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- دمای اتاق باید در محدوده دمای ۲۲ تا ۲۶ درجه باشد تا بهترین خروجی ایجاد گردد.

- نصب دستگاه باید بر روی زمین مسطح و حتی الامکان قابل شست و شوی آزمایشگاهی انجام گیرد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه سعیدی، شهرک صنعتی چهارداغه،  
خیابان ۲۱، خیابان شمس، خیابان لاله، پلاک ۸۷۱، واحد ۱۰



Central office : Unit.10, No.87/1, Laleh St, Shams St, 21th St,  
Chahardangeh industrial town, , Saiedi Highway, Tehran, I.R.IRAN



www.rafanco.ir



۰۲۱ - ۵۵۲۸۰۳۰۵



۰۲۱ - ۵۵۲۸۰۳۱۳