



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ خروجی منبع تغذیه به درستی به آند و کاتد پیل الکترولیز متصل باشد.
- ✓ پیش از اعمال الکتریسیته به پیل، از عدم وجود نشتی در پیل اطمینان حاصل شود.
- ✓ خروجی هیدروژن پیل به محیط آزمایشگاه تخلیه نشود.
- ✓ از آب دیونیزه و پتاسیم هیدروکسید خالص جهت ساخت محلول استفاده شود.
- ✓ تست با پیل در محل خشک، به دور از حرارت و شعله و دارای تهویه مناسب انجام شود.