




## کیت جداسازی دنا (DNA) از خون و بافت

### DynaBio™ Blood/Tissue DNA Extraction Mini Kit


خلاصه مراحل کاری  
کیت جداسازی دنا (DNA)



### ویژگی ها و مزایا

- استخراج سریع و کارآمد دناي ژنومي و ويروسي از خون، سرم، پلاسما و بافت
- کاربری ساده و سریع شامل چهار مرحله:
- تخریب بافت، اتصال (Binding)، شستشو (Washing) و جداسازی از ستون (Elution)
- بازده عالی
- درجه خلوص بالا:  $A260/A280 > 1.7$
- CV % پائین
- گرفتن نتیجه در زمان کوتاه: کمتر از ۲۰ دقیقه
- قابلیت نگهداری در شرایط دمایی محیط
- به حداقل رساندن آسیب های وارده به اسیدهای نوکلئیک در حین عمل استخراج
- عدم نیاز به حلال های آلی مضر مثل فنل و کلروفرم
- عدم وجود مراحل رسوب دهی
- قیمت مناسب

نمودار مقایسه ای کارایی کیت استخراج دناي شرکت تکاپوزیست در استخراج دنا از خون .  
آزمون Real-time PCR با استفاده از ژن بتا ۲ میکروگلوبولین انسانی



شناسه کیت ۵۰ آزمونه

کج ۰۰۱۵

Cat # KI0015