

## شرایط محیطی

دستگاه نمونه گیری بازدم برای استفاده در مراکز درمانی، بیمارستانی، آزمایشگاهی طراحی گردیده است. با این حال در محیط های دیگری نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نباید دمای محیط بیشتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت بیشتر از ۵۰ درصد باشد. همچنین ولتاژ ورودی دستگاه نیز در محدوده تعریف شده با اتصال به زمین باشد. با توجه به وزن کم دستگاه و سهولت جابجایی با رعایت موارد ذکر شده، امکان نمونه گیری از بیماران در منازل یا مکان های مشابه هم وجود دارد. همچنین به دلیل کاربری آسان دستگاه و عدم پیچیدگی، توضیحات مربوط به نگهداری و استفاده از دستگاه در منوی نرم افزاری دستگاه قابل دسترسی است که کاربر در هر زمان می تواند به توضیحات فنی دستگاه دسترسی داشته باشد.