

Bmi
Behboud Medical Industry



روتاتور

گارانتی، کالیبراسیون، شرایط محیطی

● شرایط نصب، راه اندازی و نگهداری :

بهتر است دستگاه توسط متخصصین در محل نصب و راه اندازی شود.
از پاشیده شدن آب و مایعات بر روی اتصالات برق و قطعات الکترونیکی جلوگیری نمایید.
همواره آب داخل مخزن دستگاه را چک کنید

● کالیبراسیون :

به دلیل استفاده از سنسورهای خروجی دیجیتال با دقت بالا، دستگاه به صورت خودکار کالیبره و آماده به کار می باشد





● مواردی که دستگاه را از گارانتی خارج میکند :



اعمال ضربه فیزیکی به دستگاه
آتش سوزی
ریختن آب و مایعات بر روی قطعات برقی و الکترونیکی
باز شدن یا مخدوش شدن برجسب پلمپ دستگاه
۱۰ سال خدمات پس از فروش

Bmi
Behboud Medical Industry



۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 www.behboudtech.com
 behboudtech@gmail.com
  [bmi_tech](#)

 071-37743544
 09178844699

صنعت طب بهبود الکترونیکی

سهامی خاص

نام دستگاه:

مدل:

سریال دستگاه:

تاریخ شروع گارانتی:

مهر و امضاء شرکت