



## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه الکتروریس نازل دار

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه الکتروریس نازل دار به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۱۵ مترمربع و تهویه مناسب و دارای یک میز به ابعاد

۱×۱ متر مربع

۲- برق تک فاز ۲۲۰ ولت حدود ۵ آمپر

۳- وجود شبکه ارت مناسب